

Антибиотик	Наименьший предел обнаружения по 28 Решению Коллегии ЕЭК от 13 февраля 2018 г., мкг/кг(дм3), ррб	Наименьший предел обнаружения тестов <b>Kwinbon</b> , мкг/кг(дм3), ррб	Наименьший предел обнаружения тестов <b>Charm</b> , мкг/кг(дм3), ррб	Наименьший предел обнаружения теста <b>Extenso</b> , мкг/кг(дм3), ррб
Процент покрытия (учитываются только ячейки белого цвета)		75%	62%	75%
Количество инкубаторов		1	2	1
Время анализа		9-10 минут	5-6 минут	13-14 минут
Тест BTCS				
Benzylpenicillin, Penicilin G	4	3-4	2-3	2
Ampicillin	4	3-4	3-4	4
Dicloxacillin	30	4-5	20-30	8
Amoxicillin	4	3-4	3-5	3
Cloxacillin	30	4-5	20-30	12
Oxacillin	30	5-6	20-30	16
Nafcillin	30	14-16	100	350
Cefalonium	20	3-4	8-12	3
Cefoperazone	50	3-4	1-3	3
Cefapirin	100	15-20	20-35	4
Cefquinome	200	10-12	10-20	14
Ceftiofur	100	60-80	30-40	8
Cefacetril	125	35-40	20-40	9
Chlortetracycline	10	4-6	4-6	5
Tetracycline	10	4-6	3-6	9
Oxytetracycline	10	4-6	4-6	9
Doxycycline	10	8-10	6-10	3
Streptomycin	200	40-100	75-150	175
Dihydrostreptomycin	200	40-60	75-150	150
Chloramphenicol	0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2
Тест GKN				
Gentamycin	100	10	100-150	2-5
Kanamycin A	150	10	75-100	1
Neomycin (incl. Framycetin)	1500	50	175-250	1000
Тест QELTT				
Tilmicosin	50	40-50	25-40	2-5
Tylosin	50	5	10-30	2-5
Lincomycin	150	2	100-150	80
Norfloxacin	100	2.7-3.2	5-10	20
Ofloxacin	100	2.7-3.2	10-15	<20
Ciprofloxacin	100	3.0-3.4	10-15	16
Enrofloxacin	100	3.2-3.7	10-15	14
Danofloxacin	30	4.0-4.5	10-15	14
Marbofloxacin	75	3.2-3.6	20-30	14
Flumequine	50	2.4-2.8	20-40	25
Pefloxacin	100	3.2-3.6	5-10	<20
Erythromycin	40	4-6	10-30	20-30

Тест SAS				
Sulphaguanidine	25	Не определяется	Не определяется	8
Sulphamethazine (Sulphadimidine)	25	2.5-2.8	10-20	1
Sulphamerazine	25	1.4-1.6	20-40	0,25
Sulphathiazole	25	7-8	10-20	2,5
Sulfaquinoxaline	25	3-3.5	10-20	4
Sulfadimethoxine	25	1.5-1.8	10-20	5
Sulfamethoxazole	25	8-10	30-50	100
Sulfachlorpyridazine	25	3.5-4	10-20	8
Sulfadiazine	25	0.6-0.8	10-20	3
Sulfamethoxyypyridazine	25	12-14	20-40	1
Sulfamoxol	25	30-40	Не определяется	1
Sulphapyridine	25	25-30	10-20	1
Тест BCMNZ				
Colistin	50	25-35	Не определяется	30
Bacitracin	100	25-35	Не определяется	Не определяется
Metronidazole	10	2	Не определяется	Не определяется
Thiamphenicol	50	1.5	15	5000
Spectinomycin	200	20	Не определяется	Не определяется
Trimethoprim	50	25-35	Не определяется	2
Baquiloprim	30	Не определяется	Не определяется	30-50
Spiramycin	200	50	150-200	80
Novobiocin	50	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Clindamycin	150	Не определяется	Не определяется	1
Pirlimycin	100	Не определяется	50-100	25
Cefalexin	100	100	80-100	100
Rifaximin	60	Не определяется	Не определяется	4
Monensin A	2	2-3	Не определяется	Не определяется
Narasin	1	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Nicarbazin	5	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Lasalocid A	1	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Imidocarb	50	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Amitraz	10	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Aversectin	1	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Clavulanic acid	200	Не определяется	Не определяется	Не определяется
Nitrofurans (including furazolidone, furacilinum)	10	Не определяется	Не определяется	Не определяется